

E-GEL

Tekutá želatína určená na čírenie muštu počas flotácie.

JEDNODUCHÉ POUŽITIE

E-GEL kombinuje výhody a praktickosť kvapalného prípravku s efektivitou purifikovanej a selektovanej želatíny. V porovnaní s tradičnou tuhú želatínou tento prípravok nevyžaduje žiadne rozpúšťanie v teplej vode alebo riedenie. Zjednodušuje to tiež laboratórne experimenty.

Počas flotácie muštu umožňuje v krátkom čase získať perfektnú separáciu suspendovaných pevných častíc, čím umožňuje dosiahnuť okamžité zníženie zákalu.

E-GEL odstraňuje prevažne katechíny, ktoré štartujú fenomén oxidácie. Vína ošetrované týmto prípravkom sú sviežejšie a omnoho stabilnejšie.

V prípade červených vín dokonca vykazuje vysoký index viazania s adstringentnými polyfenolmi. E-GEL vykazuje obmedzenú afinitu k antokyanínom, čím zachováva farebnú intenzitu vína.

POUŽITIE SO SPINDASOLOM

Súčasnú aplikáciu E-GELu a SPINDASOLu umožňuje rýchlejšiu tvorbu vločiek, ktoré zaručia vyššiu číriacu schopnosť, získanie omnoho kompaktnejších rezíduí s menšími stratami vysoko kvalitných muštov a úsporu vákuových filtrov. Okamžitá a kompletná reaktivita tiež drasticky redukuje prípady dvojitej separácie (smerom k povrchu i ku dnu tanku), ktorá sa niekedy pri flotačnom procese vyskytne.

URÝCHĽUJE FLOKULÁCIU A ČÍRENIE POČAS FLOTÁCIE MUŠTU

Je špecificky navrhnutý pre použitie pri flotácii muštu. Pri kontakte s polyfenolmi muštu, flokuluje rýchlejšie ako tradičná želatína a rýchlo vytvára zrazeniny, ktoré nasávajú suspendované pevné častice a stúpajúci plyn. Výsledkom je okamžitá

separácia s kompaktnými aglomerátmi pohybujúcimi sa bez rozdelenia smerom k horným častiam tanku.

ZLOŽENIE

Jedlá želatína, hydrogénsiričitan draselný (10 g/hL poskytuje približne 0,4mg/L SO₂).

DÁVKOVANIE

Pre flotáciu muštov alebo štiav: 20 -80 mL/hL, v závislosti od výsledkov flotačných testov.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Počas flotácie: priamo dávkovať E-GEL pomocou dávkovacej pumpy dodávanej s flotátorom E-FLOT. Tradičné použitie: rovnomerne rozmiešať do spracovávanej hmoty pomocou dávkovacích púmp alebo Venturiho trubice.

SKLADOVANIE

Na suchom a chladnom mieste bez priameho slnečného svitu.

BALENIE

Bandaska - 25 kg
IBC - 1100 kg

KÓD	2783	2784
BALENIE	C 25	IBC 1100



PROFIVIN, s. r. o.

Beckovská 32, SK – 915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 905 403296, +421 905 892836, +421 917 801930
e-mail: obchod@profivin.sk
web: www.profivin.sk
IČO: 43980881, IČ DPH: SK 2022560661
IBAN: SK28 0900 0000 000 274648306
SWIFT: GIBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Trenčín, oddiel Sro, vložka 19928/R

PROFIVIN CZECH s.r.o.

Nové sady 988/2, Staré Brno, CZ – 602 00 Brno
tel.: +421 905 403296, +421 905 892836, +421 917 801930
e-mail: obchod@profivin.cz, enolog@profivin.cz
web: www.profivin.cz
IČO: 09548335, IČ DPH: CZ09548335

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka č. 83400